



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
INSTITUTO DE  
ELETROTÉCNICA E ENERGIA

OCP-0011

Seção Técnica de Normalização e Certificação - CERTUSP

**ANEXO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**

Certificate of Conformity Appendix / Anexo del Certificado de Conformidad

Número: 2004EC01CP042  
Number / Número

Revisão: 00  
Revision / Revisión

Emissão: 08/12/2004  
Issue / Expedición

Validade: 08/12/2009  
Validity / Validad

Produto:  
Product / Producto

Cardioversor

Tipo-Modelo:  
Type-Model / Tipo-Modelo

HS 03 ECG + DESFIBRILAÇÃO  
HS 03 ECG + DESFIBRILAÇÃO + SpO2

Classificação:  
Classification / Clasificación

**Equipamento Transportável; Equipamento de Classe I e Equipamento Energizado Internamente (tipo de proteção contra choque elétrico); Equipamento Comum (grau de proteção contra penetração nociva de água); Equipamento não destinado a ser utilizado na presença de anestésico inflamável com oxigênio, ar ou óxido nítrico; Operação Intermitente; 100 / 220 Vca; 50/60 Hz e 400 VA**

- **Monitorização:**
  - Tipo CF à prova de desfibrilação (grau de proteção contra choque elétrico)
- **Oximetria:**
  - Tipo CF (grau de proteção contra choque elétrico)
- **Acessórios Incluídos:**
  - 01 par de cabos para desfibrilação externa; 01 par de eletrodos para desfibrilação externa adulto e infantil; 01 cabo de rede; 01 cabo de ECG 3 vias; 01 sensor de dedo SpO2; 01 extensor do sensor de SpO2; 01 cabo de bateria externo; 01 cabo de aterramento.
- **Acessórios Opcionais:**
  - par de cabos para desfibrilação interna; par de eletrodos para desfibrilação interna adulto e infantil; cabo de ECG 5 vias; sensor de SpO2 infantil; impressora térmica retrátil.

**Histórico da Certificação do Produto**

History of the Product Certification / Historia de la Certificación del Producto

Revisão:  
Revision / Revisión  
00

Data:  
Date / Fecha  
08/12/2004

Descrição:  
Description / Descripción  
Certificação inicial

JEAN ALBERT BODINAUD  
Diretor Executivo da CERTUSP  
SIGNATÁRIO AUTORIZADO  
Authorized Signatory / Persona Autorizada

A VALIDADE É MANTIDA ATRAVÉS DE AUDITORIAS PERIÓDICAS. PARA SABER SEU STATUS ATUAL CONSULTE-NOS.  
VALIDITY IS MAINTAINED THROUGH ONGOING AUDITORIES. TO KNOW THE CURRENT STATUS CONTACT US.

Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 - CEP 05508-010 - São Paulo - SP - Brasil - Tel. (011) 3091-2597 - Fax (011) 3812-9983

CNPJ 63.025.530/0042-82 - certusp@iee.usp.br - www.iee.usp.br/certusp