



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
INSTITUTO DE  
ELETROTÉCNICA E ENERGIA

OCP-0011

Seção Técnica de Normalização e Certificação - CERTUSP

**ANEXO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**

Certificate of Conformity Appendix / Anexo del Certificado de Conformidad

Número: 2006EC01CP005  
Number / Número

Revisão: 00  
Revision / Revisión

Emissão: 06/03/2006  
Issue / Expedición

Validade: 06/03/2011  
Validity / Validad

Produto:  
Product / Producto

**Monitor Multiparamétrico**

Tipo-Modelo:  
Type-Model / Tipo-Modelo

**INMAX**

Classificação:  
Classification / Clasificación

**Equipamento Transportável; Equipamento de Classe I (tipo de proteção contra choque elétrico); Equipamento Comum (grau de proteção contra penetração nociva de água); Equipamento não destinado a ser utilizado na presença de anestésico inflamável com oxigênio, ar ou óxido nitroso; Operação Contínua; Parte Aplicada de Tipo CF à prova de desfibrilação (grau de proteção contra choque elétrico); Fonte externa de alimentação elétrica de 10 Vcc-16 Vcc; 110-240 Vca; 50/60 Hz e 120 VA**

**Configurações possíveis:**

- ECG + RESP + SpO<sub>2</sub>
- ECG + RESP + PANI
- ECG + RESP + PANI + SpO<sub>2</sub>
- ECG + RESP + PANI + SpO<sub>2</sub> + TEMPERATURA

Onde: ECG - Monitorização de Eletrocardiograma, RESP - Respiração, SpO<sub>2</sub> - Oximetria e PANI - Monitoração da Pressão Sangüínea Não-Invasiva.


**Acessórios Incluídos: Um cabo de rede três pinos; um cabo de aterramento; um cabo de ECG de cinco vias; um sensor de oximetria adulto; uma extensão para oximetria; uma braçadeira PANI adulto; uma extensão para braçadeira; um sensor de temperatura superficial.**

**Acessórios Opcionais: Braçadeira PANI tamanho extra grande, pediátrico e infantil; sensor de oximetria "Y" e de orelha; sensor de temperatura retal e esofágico; impressora térmica.**

**Histórico da Certificação do Produto**

History of the Product Certification / Historia de la Certificación del Producto

| Revisão:            | Data:        | Descrição:                |
|---------------------|--------------|---------------------------|
| Revision / Revisión | Date / Fecha | Description / Descripción |
| 00                  | 06/03/2006   | Certificação inicial      |

  
DOUGLAS DOMINGOS CRUZ  
Substituto do Diretor Executivo da CERTUSP  
SIGNATÁRIO AUTORIZADO  
Authorized Signatory / Persona Autorizada

Anexo pág. 1/1

A VALIDADE É MANTIDA ATRAVÉS DE AUDITORIAS PERIÓDICAS. PARA SABER SEU STATUS ATUAL CONSULTE-NOS.  
VALIDITY IS MAINTAINED THROUGH ONGOING AUDITORIES. TO KNOW THE CURRENT STATUS CONTACT US.